

Software NuSOFT GAMWIN je navržen pro komplexní spektrální analýzu a vyhodnocení spektrometrických dat získaných z polovodičových nebo scintilačních detektorů. Podporuje různé formáty spektrálních souborů a obsahuje uživatelsky přívětivé nástroje pro snadné nastavení a kalibraci. Široká škála metod spektrální korekce, komplexní nástroje pro kontrolu kvality, tvorbu reportů a plně spravované knihovny nuklidů dostupné v jednom balíčku.

Výhody

- K dispozici je široká škála datových formátů (spektrální soubor, knihovny a kalibrace)
- Podpora více jazyků
- Široká škála metod spektrální analýzy a korekce
- Jednoduché nastavení a kalibrace
- Komplexní nástroje pro zajištění kvality
- Flexibilní nástroj pro tvorbu reportů
- Skriptovací jazyk je součástí dodávky
- Rozhraní pro programování aplikací a dávkové zpracování
- Různé metody vyhledávání vrcholů
- Podpora vícekanalových analyzátorů různých výrobců
- Funkce Drag & Drop

Specifikace produktu



Vyhledávání píků: Funkce umožňuje automatické vyhledávání píků (metoda první nebo druhé derivace, metoda rozptylu) – určení píku, počátečního a koncového kanálu píku. K dispozici je také funkce pro určení píků na základě uživatelem definovaných oblastí zájmu (ROI) nebo na základě knihovny nuklidů. Seznam píků je zobrazen v tabulce a ve zprávě. Nalezené oblasti píků lze také automaticky označit jako ROI. Pro každý pík je možné zobrazit okno s podrobnými informacemi.

Stanovení plochy píku: Tato funkce je navržena pro určení plochy píku; jejími výstupy jsou celková a čistá plocha píku, počet pulzů pozadí, plná šířka v polovině maxima (FWHM) a plná šířka v desátém maximu (FWTM). Vypočítá se také nejistota čisté plochy píku. Stanovení plochy píku může volitelně zahrnovat test kritické úrovně. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce a ve zprávě. Pokud je provedena kalibrace FWHM, program uvede všechny větší odchylky FWHM od očekávané hodnoty pro identifikované píky.

Fitování píků: Identifikované píky lze fitovat pomocí nelineární metoda nejmenších čtverců. Fitovat je možné jak multiplety, tak singlety. Fitovací procedura využívá provedenou kalibraci FWHM a případně kalibraci low-tail (pokud (provedeno). Po přizpůsobení je možné zobrazit zbytky.

Odečtení vrcholů v pozadí:

Tato funkce umožňuje odečíst rušivé vrcholy v pozadí jak v alfa, tak v gama spektrech.



Stanovení MDA/MSA:

Modul obsahuje postupy pro stanovení minimální detekovatelné (významné) aktivity pomocí metod Currie, KTA a ISO 11 929. Výsledky jsou zobrazeny ve formě tabulky a ve zprávě.

Identifikace nuklidů a výpočet aktivity:

Modul umožňuje identifikaci nuklidů na základě vybrané knihovny nuklidů. Aktivita detekovaných nuklidů se stanoví v Bq, případně spolu s jejich specifickou aktivitou ve specifikované jednotce (např. Bq/l, Bq/kg). Aktivitu lze vypočítat na základě klíčové linie, linie s maximálním výtěžkem a váženého průměru. Pro identifikaci je možné použít test poločasu rozpadu (možná přítomnost na základě poločasu konverze), test výtěžku (test frakčního limitu) a test klíčové linie (přítomnost klíčové linie ve spektru). Výsledky jsou zobrazeny ve formě tabulky a ve zprávě. Pokud je aktivita stanovena pomocí výpočtu váženého průměru a ve spektru jsou detekovány rušivé nuklidy, je možné aktivitu korigovat o rušení. Pro tyto účely se používá lineární metoda nejmenších čtverců. Výslednou aktivitu lze také korigovat pomocí uživatelem definovaných parametrů, konstanty nebo korekce na útlum toku fotonů ve stínícím materiálu. Výsledné aktivity lze také přepočítat pomocí vektoru nuklidů. Jsou také stanoveny nejistoty vypočítaných hodnot aktivity. V případě potřeby jsou výsledky korigovány na přítomnost stínící vrstvy mezi měřeným vzorkem a detektorem nebo na vlastní absorpci ve vzorku. Výpočet aktivity zahrnuje také korekční funkci rodič-dceřina.


Knihovny nuklidů: NuSOFT GAMWIN umožňuje úpravu vlastních knihoven nuklidů; je také možné použít knihovny ze systémů Ortec* a Mirion*. Pro každý nuklid je možné zadat individuální hodnotu pro provedení testu limitu zlomku (testu výtěžnosti). Nainstalovaný systém obsahuje několik knihoven nuklidů, které lze použít jako zdroj pro vytváření vlastních uživatelských knihoven.

Certifikáty: NuSOFT GAMWIN umožňuje úpravy, ukládání a načítání souborů s údaji o radionuklidových standardech – „certifikáty“. Pomocí dat uložených v souboru certifikátů je možné snadno provádět kalibrace spekter z hlediska energie a účinnosti. Soubory certifikátů se také používají k analýze alfa spekter – soubor certifikátů obsahuje data o použitém stopovači. Kalibrace energie, šířky pásma (FWHM) a ocasu: Systém umožňuje kalibraci energie a šířky pásma (FWHM). Kalibraci lze provést ručně zadáním kanálů a odpovídajících energií v keV nebo načtením načtených vrcholů do spektra a přidáním energií v keV. Je také možné použít automatickou kalibraci pomocí souboru certifikátů nebo knihovny nuklidů.

NuSOFT GAMWIN také umožňuje načítání dat pro kalibraci energie z jiných systémů. Pro kalibraci energie jsou k dispozici lineární a kvadratické kalibrační křivky a pro kalibraci FWHM několik typů křivek. Kromě toho je možné provádět kalibraci s nízkým chvostem (low-tail).

Kalibrace účinnosti: Systém umožňuje provádět manuální kalibraci účinnosti a provedení kalibrace účinnosti pomocí souboru certifikátů. Zahrnuje také možnost načtení kalibračních křivek z jiných systémů.

Mimo jiné je možné použít dva polynomy (pro nízkoenergetickou a vysokoenergetickou oblast spektra), kde je zajištěna kontinuita v bodě přechodu. GAMWIN obsahuje rozhraní pro software MEFFTRAN a EFFTRAN.



* Názvy mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Zpráva: Výstupem ze spektrální analýzy může být textová zpráva obsahující uživatelem definovaná data (vyhledávání a analýza píků, popis kalibrací, stanovení nuklidů a aktivity, stanovení MDA, data o spektrálním souboru, parametry analýzy atd.). Volitelně je možné nastavit automatické ukládání do textového souboru.

Dávkové úlohy - skripty: NuSOFT GAMWIN obsahuje vlastní prostředí pro úpravu a spouštění dávkových úloh - skripty v Pascalu- typový jazyk. Pomocí skriptů je možné např. automatizovat rutinní činnosti, generovat speciální reporty, exportovat data do jiných systémů atd.

Pluginy: Systém umožňuje spouštění uživatelem definovaných funkcí vytvořených jako pluginy. Tímto způsobem je možné rozšířit jádro aplikace o další moduly a funkce. Systém je dodáván s hotovými pluginy: výpočet relativní účinnosti detektorů, výpočet poměru píku k Comptonu, odstranění pozadí a transformace energetického spektra.

API: Systém má rozhraní pro programování aplikací (API) pro vytváření dalších přizpůsobených aplikací v systému NuSOFT GAMWIN.

QA - Zajištění kvality: Systém obsahuje funkce pro zajištění kvality. Uživatel může definovat různé parametry (polohu píku, šířku pásma (FWHM), rychlost odečtu v dané oblasti zájmu (ROI), aktivitu nuklidů atd.) a odhadovanou hodnotu včetně limitů. Výsledky analýzy (referenční parametry) lze přenést do souboru QA. Poté je možné vygenerovat zprávu s porovnáním naměřených a očekávaných hodnot. Uživatel může vygenerovat zprávu pro libovolné měření nebo souhrnnou zprávu za vybrané období. Data lze také exportovat ve formátu XML pro další zpracování.

Platformy: NuSOFT GAMWIN je navržen jako standardní uživatelská aplikace pro platformy Microsoft Windows*.

Jazykové verze: Software je k dispozici ve třech jazycích: Čeština, angličtina, francouzština. Další jazyky lze snadno přidat na vyžádání pomocí překladového souboru.

Aplikace produktů

- Laboratorní aplikace
- Jaderný průmysl